



## [CUSTO CARD M 12-KANAL RUHE-/BELASTUNGS-EKG](#)

**SKU:** GJ102024 - CD012025

**Custo Card m 12-Kanal Ruhe-/Belastungs-EKG** ist ein hochpräzises Diagnosesystem zur simultanen Erfassung und Auswertung von 12-Kanal-EKG-Daten in Ruhe und unter Belastung. Das Gerät gewährleistet eine zuverlässige Herzfunktionsdiagnostik durch innovative Messtechnik und benutzerfreundliche Bedienung.



---

**Categories:** [EKG](#), [Ergometer](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Custo Card m 12-Kanal Ruhe-/ Belastungs-EKG** ist ein hochmodernes, medizinisches Diagnosegerät, das speziell für die präzise Erfassung und Analyse der elektrischen Herzaktivität entwickelt wurde. Es ermöglicht sowohl Ruhe-EKGs als auch Belastungs-EKGs, wodurch eine umfassende kardiologische Untersuchung in unterschiedlichen klinischen Situationen gewährleistet wird.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **12-Kanal-EKG:** Erfasst simultan 12 Ableitungen, um eine detaillierte und umfassende Darstellung der Herzaktivität zu gewährleisten.
- **Ruhe- und Belastungs-EKG:** Unterstützt sowohl den Ruhemodus als auch das Belastungs-EKG, ideal für Belastungstests und Ergometrie.
- **Hohe Signalqualität:** Modernste Filtertechnologien und Signalverarbeitung sorgen für klare, störungsfreie EKG-Signale.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Benutzerfreundliche Software mit übersichtlicher Darstellung, die eine einfache Bedienung und schnelle Interpretation ermöglicht.
- **Automatische Analysefunktionen:** Integrierte Algorithmen zur automatischen Erkennung und Auswertung von EKG-Parametern zur Unterstützung der Diagnostik.



- **Flexible Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit unterschiedlichen Patientenanschlusssystemen und Ergometriegeräten.
- **Mobilität:** Kompaktes und leichtes Design, das den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen erleichtert.
- **Dokumentation und Archivierung:** Möglichkeit zur Speicherung, Archivierung und Ausdruck der Untersuchungsergebnisse gemäß medizinischer Standards.

#### **Anwendungsbereiche:**

Das Custo Card m ist ideal geeignet für Kardiologen, Allgemeinmediziner, Rehabilitationszentren sowie klinische Einrichtungen, die zuverlässige Ruhe- und Belastungs-EKG-Untersuchungen durchführen. Es unterstützt die Diagnostik von Herzrhythmusstörungen, Ischämien, Herzinfarkten sowie weiteren kardiologischen Erkrankungen.

#### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- 12-Kanal-EKG-Analyse mit simultaner Aufzeichnung
- Abtastrate: hochauflösend zur genauen Signalwiedergabe
- Automatische Erkennung von Herzfrequenz, PQ-, QRS- und QT-Intervallen
- Kompatibilität mit Windows-basierten Systemen
- Netz- und Batteriebetrieb für flexible Nutzung

Mit dem **Custo Card m 12-Kanal Ruhe-/ Belastungs-EKG** erhalten Sie ein zuverlässiges, präzises und vielseitiges Werkzeug zur Herzdiagnostik, das durch seine technische Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit überzeugt und somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

