



[CYBEX NORM ISOKINETISCHES TEST- UND TRAININGSGERÄT](#)

SKU: A092021-NV

Cybex Norm ist ein präzises isokinetisches Test- und Trainingsgerät, das zur muskulären Leistungsdiagnostik und Rehabilitation eingesetzt wird. Es ermöglicht eine kontrollierte, belastungsgeregelte Bewegung zur gezielten Kraftanalyse und -steigerung bei Patienten verschiedenster Indikationen. Das Gerät überzeugt durch hohe Genauigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Klinik und Therapie.



Categories: [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Cybex Norm Isokinetische Test- und Trainingsgerät** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell zur präzisen Messung und gezielten Rehabilitation der Muskelkraft entwickelt wurde. Es ermöglicht eine objektive Bewertung und effizientes Training der Muskelgruppen durch isokinetische Bewegungen, bei denen der Bewegungstempo konstant gehalten wird.

Besondere Merkmale und Funktionen:

- **Isokinetisches Prinzip:** Das Gerät gewährleistet eine konstante Geschwindigkeit während der Bewegung, unabhängig von der aufgebrauchten Kraft. Dies ermöglicht ein sicheres Training und eine genaue Leistungsdiagnostik.
- **Umfangreiche Testmöglichkeiten:** Kraftmessungen in verschiedenen Gelenkwinkeln und Bewegungsgeschwindigkeiten zur detaillierten Analyse von Muskelkraft, -ausdauer und Balance.
- **Anpassungsfähiges Trainingsprogramm:** Individuell einstellbare Widerstände und Bewegungsparameter zur optimalen Rehabilitation und Leistungssteigerung.
- **Ergonomisches Design:** Komfortable Polsterung und verstellbare Komponenten sorgen für eine optimale



Positionierung und hohen Patientenkomfort.

- **Intuitive Bedienung:** Benutzerfreundliche Software mit übersichtlicher Bedienoberfläche zur einfachen Durchführung von Tests und Dokumentation der Ergebnisse.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für verschiedene Gelenke wie Knie, Schulter, Ellenbogen und Hüfte, was eine umfassende Anwendung in Orthopädie, Sportmedizin und Physiotherapie ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

Das Cybex Norm ist ideal für die Diagnostik und Rehabilitation bei:

- Verletzungen des Bewegungsapparates
- Postoperativen Rehabilitationsmaßnahmen
- Muskelungleichgewichten und -schwächen
- Leistungsdiagnostik im Sport
- Neurologischen Erkrankungen mit muskulären Einschränkungen

Vorteile für Patienten und Therapeuten:

- Präzise und reproduzierbare Messergebnisse zur objektiven Verlaufsbeurteilung
- Reduzierung des Verletzungsrisikos durch kontrollierte Bewegungsführung
- Motivierende Trainingsgestaltung durch Feedback und Fortschrittskontrolle
- Effiziente Therapiekonzepte durch individuelle Anpassung der Trainingsparameter

Zusammenfassend bietet das **Cybex Norm Isokinetische Test- und Trainingsgerät** eine wissenschaftlich fundierte und klinisch bewährte Lösung für die Muskelfunktionsdiagnostik und -rehabilitation. Durch seine präzise Technik und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unterstützt es Therapeuten dabei, optimale Therapieergebnisse zu erzielen und Patienten eine sichere sowie effektive Behandlung zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

