



[DADE IMMUCENT II ZENTRIFUGE](#)

SKU: CC072024

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Dade Immucient II Zentrifuge ist ein Laborgerät, das in der klinischen Chemie und Diagnostik verwendet wird. Sie dient dazu, Blutproben oder andere Flüssigkeiten durch Zentrifugation zu trennen, um verschiedene Komponenten wie Plasma, Serum oder Zellbestandteile zu isolieren.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit solchen Zentrifugen verbunden sind:

1. **Zentrifugationsgeschwindigkeit:** Die Geschwindigkeit kann oft angepasst werden, um optimale Trennungsergebnisse zu erzielen.
2. **Kapazität:** Die Zentrifuge kann mehrere Proben gleichzeitig verarbeiten, was die Effizienz im Labor erhöht.
3. **Sicherheit:** Viele moderne Zentrifugen verfügen über Sicherheitsfunktionen, die verhindern, dass sie betrieben werden, wenn der Deckel geöffnet ist.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Oft sind sie mit digitalen Anzeigen und einfachen Bedienelementen ausgestattet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

