



[DÄGER DRAGER BABYLOG 8000 + CAPNOSTAT](#)

SKU: EB052025



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Dräger Babylog 8000 plus ist ein hochentwickeltes Beatmungsgerät, das speziell für die Bedürfnisse von Neugeborenen und Kleinkindern entwickelt wurde. Es bietet eine Vielzahl von Beatmungsmodi und Überwachungsfunktionen, um eine schonende und effektive Atemunterstützung sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

