



## [DATEX-OHMEDA CARDIOCAP 5 CARDIOCAP/5 ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: BB102017 //

**831,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der Datex-Ohmeda CardioCap 5** ist ein vielseitiger Überwachungsmonitor, der präzise kardiorespiratorische Parameter in Echtzeit misst und anzeigt. Mit integriertem Zubehör ermöglicht er eine zuverlässige und benutzerfreundliche Patientenüberwachung in klinischen Umgebungen.



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Datex-Ohmeda CardioCap 5 CARDIOCAP/5 Überwachungsmonitor** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die kontinuierliche Überwachung von kardiorespiratorischen Parametern entwickelt wurde. Er bietet präzise und zuverlässige Messungen, die in verschiedenen klinischen Umgebungen wie Intensivstationen, Operationssälen und Notfallbereichen von entscheidender Bedeutung sind.

### Produktmerkmale:

- **Multifunktionale Überwachung:** Der CardioCap 5 ermöglicht die simultane Überwachung von EKG, invasivem und nicht-invasivem Blutdruck, Pulsoximetrie (SpO<sub>2</sub>), Atemfrequenz sowie Temperatur.
- **CO<sub>2</sub>-Messung:** Inklusive präziser Kapnographie (etCO<sub>2</sub>) zur Überwachung der Atemgase, was insbesondere bei Anästhesie und Beatmung essenziell ist.
- **Benutzerfreundliches Display:** Großes, gut ablesbares Farbdisplay mit übersichtlicher Darstellung aller Vitalparameter und Trendkurven.



- **Erweiterbares Zubehör:** Kompatibel mit verschiedenen Sensoren und Modulen, um den Monitor individuell an die Anforderungen der Patientenüberwachung anzupassen.
- **Alarmer und Sicherheit:** Intelligente Alarmsysteme zur frühzeitigen Erkennung von kritischen Zuständen mit anpassbaren Grenzwerten für eine optimale Patientenversorgung.
- **Mobilität und Flexibilität:** Kompaktes Design mit flexiblem Tragesystem und einfachem Anschluss an externe Geräte.

#### **Lieferumfang:**

- Datex-Ohmeda Cardiocap 5 Überwachungsmonitor
- Standard-Elektroden und Sensoren für EKG und SpO2
- CO2-Sensor und Atemschlauchsystem
- Netzgerät und Akkupack für mobile Nutzung
- Detaillierte Bedienungsanleitung

Der **Cardiocap 5** ist ein unverzichtbares Instrument für die lückenlose Überwachung von Patienten mit kardiopulmonalen Risiken. Durch die Integration modernster Messtechnik und benutzerorientierter Software unterstützt er medizinisches Personal bei der schnellen und sicheren Entscheidungsfindung. Seine robusten Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit im klinischen Alltag.

**Fazit:** Mit dem Datex-Ohmeda Cardiocap 5 erhalten Sie einen vielseitigen, präzisen und anwenderfreundlichen Überwachungsmonitor, der den höchsten medizinischen Standards entspricht und eine umfassende Patientenüberwachung ermöglicht.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 10 kg



## GALLERIE

