



DATEX-OHMEDA, CARDIOCAP II ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT 03 MODULEN

SKU: 01-082013-OQ

mitgeliefert, wird

1 x Druckkabel (Ohne Sensoren)

1 x Kabel für die Blut-Druck Messung (Ohne Manschette)

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. –

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 6



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

mitgeliefert, wird mit

1 x Druckkabel (Ohne Sensoren)

1 x Kabel für die Blut-Druck Messung (Ohne Manschette)

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

