



## **DATEX OHMEDA F-CM1 S5** **ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT ZUBEHÖR**

**SKU:** AZ062024

**1.699,00 € 1.404,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Datex Ohmeda F-CM1 S5 Überwachungsmonitor** bietet präzise und zuverlässige Patientenüberwachung mit modernster Sensortechnologie. Das mitgelieferte Zubehör gewährleistet eine einfache Integration und flexible Anwendung in verschiedenen klinischen Umgebungen.



---

**Categories:** [Überwachungsmonitor](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Datex Ohmeda F-CM1 S5 Überwachungsmonitor** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell zur kontinuierlichen Patientenüberwachung in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses System bietet präzise und zuverlässige Messungen vitaler Parameter und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der optimalen Versorgung von Patienten in Intensivstationen, Operationssälen und Notfallbereichen.

### **Hauptmerkmale des Datex Ohmeda F-CM1 S5 Überwachungsmonitors:**

- **Multifunktionale Überwachung:** Erfasst und analysiert verschiedene lebenswichtige Parameter wie EKG, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Modulares Zubehörsystem:** Ermöglicht die flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen durch eine breite Palette von Sensoren und Modulen.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Modernes Display mit klarer Darstellung von Messwerten und Trends, unterstützt durch eine benutzerfreundliche Menüführung für effiziente Bedienung.



- **Alarmmanagement:** Konfigurierbare Alarme mit akustischer und visueller Signalisierung gewährleisten eine frühzeitige Erkennung kritischer Zustände.
- **Datenmanagement:** Umfangreiche Möglichkeiten zur Speicherung, Dokumentation und Weiterleitung von Patientendaten, kompatibel mit gängigen Krankenhausinformationssystemen (KIS).

#### **Lieferumfang und Zubehör:**

- Datex Ohmeda F-CM1 S5 Überwachungsmonitor
- Sensoren für EKG, SpO2 und Blutdruckmessung
- Netzadapter und Anschlusskabel
- Montagezubehör für Bett- oder Wandhalterung
- Benutzerhandbuch und technische Dokumentation

Der Datex Ohmeda F-CM1 S5 überzeugt durch seine robuste Bauweise und hohe Zuverlässigkeit, was ihn zu einem unverzichtbaren Instrument für die patientennahen Überwachungsprozesse macht. Dank seines modularen Designs lässt sich der Monitor problemlos an unterschiedliche klinische Szenarien anpassen, wodurch eine individuelle und präzise Patientenbetreuung gewährleistet wird.

**Fazit:** Der Datex Ohmeda F-CM1 S5 Überwachungsmonitor mit Zubehör stellt eine professionelle Lösung für die umfassende Überwachung vitaler Patientendaten dar. Seine vielfältigen Funktionen, die ergonomische Bedienbarkeit und die hohe Genauigkeit machen ihn zur ersten Wahl für medizinisches Fachpersonal, das Wert auf Sicherheit und Effizienz legt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

GALLERIE

