




DATEX OHMEDA GE E-PRESTN MODUL MULTI PARAMETER MODULE

SKU: E112020-VK
666,00 € 444,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kompatibel mit:
- B40, B650, B850, S/5 Anesthesia, S/5 Compact, S/5 Critical Car
- Parameter
- SPO2
- T1, T2
- D1 D2
- NIBD
- EKG

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

