




[DATEX-OHMEDA TEC 6 PLUS -VAPOR](#)

SKU: N/A

900,00 € 585,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der DATEX-OHMEDA Tec 6 Plus ist ein hochpräziser Anästhesie-Vaporisierer, der in der Anästhesie verwendet wird, um flüssige Anästhetika effizient und sicher zu verdampfen. Mit seiner exakten Steuerung der Anästhetikadosierung und den zuverlässigen Sicherheitsfunktionen stellt der Vaporizer sicher, dass während chirurgischer Eingriffe eine konstante und sichere Anästhesie aufrechterhalten wird. Das Gerät wird in modernen Krankenhäusern und Kliniken eingesetzt und ist mit vielen Anästhesie- und Beatmungssystemen kompatibel.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

