



[DATEX-OHMEDA TEC 7 ISOFLURANE](#)

SKU: HG042025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Datex-Ohmeda Tec 7 Isoflurane Vaporizer von GE Healthcare ist ein präzises, agentenspezifisches Verdampfersystem, das für die sichere und effiziente Verabreichung von Isofluran während der Anästhesie entwickelt wurde. Es ist mit modernen Anästhesiegeräten kompatibel und bietet zahlreiche ergonomische und sicherheitsrelevante Funktionen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

