



DEFIBRILLATOR HELLIGE MARQUETTE SCP 912

SKU: T012014 //FZ102019

zzgl. [Versandkosten](#)

Tragbares Herztherapiegerät für den Notfall
für Netz- und Batteriebetrieb

nur für die unsynchronisierte externe Defibrillation

Abmessungen: BxHxT 332 x 130 x 300mm

Gewicht: 5,8 kg

Impulsdauer bei 50 Ohm Außenwiderstand etwa 4,2 ms
0-350 Joule, mit Akkubetrieb, normaler Gebrauchzustand, wie
abgebildet

Dauer der Ladung des Speicherkondensators bei
Energieeinstellung 350 Joule: bei Netzspannung bzw. voll
geladener Batterie 11 s

Kontrolle der gespeicherten Energie durch Leuchtdioden

Kontrolle des Endes der Speicherung durch Summen

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Defibrillatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Tragbares Herztherapiegerät für den Notfall

für Netz- und Batteriebetrieb

nur für die unsynchronisierte externe Defibrillation



Abmessungen: BxHxT 332 x 130 x 300mm

Gewicht: 5,8 kg

Impulsdauer bei 50 Ohm Außenwiderstand etwa 4,2 ms

0-350 Joule, mit Akkubetrieb, normaler Gebrauchzustand, wie abgebildet

Dauer der Ladung des Speicherkondensators bei Energieeinstellung 350 Joule: bei Netzspannung bzw. voll geladener Batterie 11s

Kontrolle der gespeicherten Energie durch Leuchtdioden

Kontrolle des Endes der Speicherung durch Summen

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

