



<u>DEFIBRILLATOR HELLIGE MARQUETTE SCP</u> 912

SKU: T012014 //FZ102019

zzgl. Versandkosten

Tragbares Herztherapiegerät für den Notfall

für Netz- und Batteriebetrieb

nur für die unsynchronisierte externe Defiibrillation

Abmessungen: BxHxT 332 x 130 x 300mm

Gewicht: 5,8 kg

Impulsdauer bei 50 Ohm Außenwiderstand etwa 4,2 ms 0-350 Joule, mit Akkubetrieb, normaler Gebrauchtzustand, wie abgebildet

Dauer der Ladung des Speicherkondensators bei

Energieeinstellung 350 Joule: bei Netzspannung bzw. voll

geladener Batterie 11s

Kontrolle der gespeicherten Energie durch Leuchtdioden Kontrolle des Endes der Speicherung durch Summen

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Defibrillatoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Tragbares Herztherapiegerät für den Notfall für Netz- und Batteriebetrieb



nur für die unsynchronisierte externe Defiibrillation

Abmessungen: BxHxT 332 x 130 x 300mm

Gewicht: 5,8 kg

Impulsdauer bei 50 Ohm Außenwiderstand etwa 4,2 ms

0-350 Joule, mit Akkubetrieb, normaler Gebrauchtzustand, wie abgebildet

Dauer der Ladung des Speicherkondensators bei Energieeinstellung 350 Joule: bei Netzspannung bzw. voll geladener Batterie 11s

Kontrolle der gespeicherten Energie durch Leuchtdioden

Kontrolle des Endes der Speicherung durch Summen

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

