



DENSITOMETER WELLHÖFER UNILIGHT D X- RAY FILM X RAY

SKU: CV082024-K

~~689,00 €~~ **526,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Wellhöfer Unilight D ist ein Densitometer, das speziell für die Messung der Dichte von Röntgenfilmen entwickelt wurde. Densitometer sind Geräte, die verwendet werden, um die Lichtdichte eines Films zu messen, was wichtig ist, um die Qualität und Konsistenz von Röntgenaufnahmen zu gewährleisten.

Hier sind einige wichtige Punkte über den Wellhöfer Unilight D:

1. **Anwendung:** Es wird häufig in der Radiologie und in der medizinischen Bildgebung eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Röntgenfilme korrekt belichtet sind.
2. **Funktionalität:** Das Gerät misst die Lichtdurchlässigkeit des Films und gibt einen numerischen Wert aus, der als Dichte bezeichnet wird. Diese Werte helfen dabei, die Belichtungseinstellungen zu optimieren und die Bildqualität zu kontrollieren.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Der Unilight D ist in der Regel benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine einfache Handhabung durch medizinisches Personal.
4. **Kalibrierung:** Um genaue Messungen zu gewährleisten, muss das Densitometer regelmäßig kalibriert werden.
5. **Wartung:** Wie bei jedem präzisen Messgerät ist es wichtig, das Gerät gut zu warten und regelmäßig auf seine Funktionalität zu überprüfen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

