



## [DESAGA SEDIPLUS S 200](#) [BLUTSENKUNGSMESSGERÄT](#)

SKU: DO082024

~~525,00 €~~ **351,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Messgerät](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Desaga Sediplus S 200 ist ein Blutsenkungsmessgerät, das in der klinischen Diagnostik verwendet wird, um die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) zu messen. Die BSG ist ein wichtiger Laborparameter, der zur Beurteilung von Entzündungen und anderen Erkrankungen eingesetzt wird. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Desaga Sediplus S 200:

1. **Automatisierung:** Das Sediplus S 200 bietet automatisierte Messungen, was die Genauigkeit erhöht und menschliche Fehler minimiert.
2. **Schnelligkeit:** Das Gerät ermöglicht eine schnelle Durchführung der Tests, sodass Ergebnisse zeitnah verfügbar sind.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ist das Gerät einfach zu bedienen, was es sowohl für erfahrenes als auch für weniger erfahrenes Personal zugänglich macht.
4. **Präzision:** Das Gerät gewährleistet präzise und reproduzierbare Ergebnisse, die für die klinische Entscheidungsfindung wichtig sind.
5. **Datenmanagement:** Viele moderne Blutsenkungsmessgeräte bieten Funktionen zur Datenspeicherung und -übertragung, sodass Ergebnisse leicht dokumentiert und analysiert werden können.
6. **Kompakte Bauweise:** Das Design des Geräts ist oft kompakt, was es einfach macht, es in verschiedenen Laborumgebungen zu integrieren.
7. **Vielseitige Anwendung:** Es kann in verschiedenen medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, darunter Kliniken, Krankenhäuser und Labore.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

