



[DIAMED-ID - ID-CENTRIFUGE 12 S II ZENTRIFUGE](#)

SKU: CR072022

660,00 €

DiaMed-ID - ID-Centrifuge 12 S II ist eine kompakte und zuverlässige Zentrifuge, speziell entwickelt für präzise Probenaufbereitung in Laboren. Mit ihrer benutzerfreundlichen Bedienung und robusten Bauweise garantiert sie eine gleichmäßige und schnelle Zentrifugation für optimale Testergebnisse.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **DiaMed-ID - ID-Centrifuge 12 S II** ist eine hochpräzise Laborzentrifuge, die speziell für den Einsatz in medizinischen und diagnostischen Laboren entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit aus und eignet sich ideal für die Aufbereitung von Blut-, Serum- und Plasmaproben.

Technische Merkmale und Leistungsfähigkeit:

- **Kapazität:** Bis zu 12 Proben gleichzeitig, ideal für kleine bis mittelgroße Laborvolumina.
- **Drehzahl:** Einstellbar bis zu 4.000 U/min, ermöglicht eine schnelle und effiziente Trennung der Probenbestandteile.
- **Rundlaufgenauigkeit:** Hervorragende Balance und Laufruhe gewährleisten eine schonende Behandlung der Proben.
- **Betriebsmodi:** Wahlweise Festzeit oder Endzeit, für flexible Anwendung je nach Laboranforderungen.
- **Timer:** Präzise Zeitschaltuhr mit akustischem Signal am Ende des Zyklus.

Sicherheits- und Komfortfunktionen:



- **Automatische Unwucht-Erkennung:** Schützt die Zentrifuge und Proben vor Beschädigung durch ungleichmäßige Beladung.
- **Deckelverriegelung:** Während des Betriebs sicher verriegelt, um Unfälle zu vermeiden.
- **Robustes Gehäuse:** Aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer garantieren.
- **Leiser Betrieb:** Minimale Geräusentwicklung für eine angenehme Laborumgebung.

Anwendungsbereiche:

Die DiaMed-ID - ID-Zentrifuge 12 S II ist besonders geeignet für:

- Blut- und Serumaufbereitung für klinische Diagnostik
- Trennung von Plasmaproben
- Vorbereitung von Proben für immunologische und biochemische Analysen
- Erforschung und Routineuntersuchungen in medizinischen Laboren

Zusammenfassung:

Mit der DiaMed-ID - ID-Zentrifuge 12 S II erhalten Sie ein präzises und sicheres Gerät, das höchste Anforderungen in der medizinischen Probenverarbeitung erfüllt. Die Kombination aus moderner Technik, Sicherheitsfunktionen und einfacher Handhabung macht diese Zentrifuge zu einem unverzichtbaren Instrument in jedem diagnostischen Labor.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

