



[DIAMED ID-INCUBATOR 37 S I](#)

SKU: CP072022

DIAMED ID-INCUBATOR 37 S I ist ein präziser medizinischer Inkubator, der eine stabile Temperatur von 37 °C gewährleistet und ideal für die kontrollierte Inkubation biologischer Proben geeignet ist. Dank seiner zuverlässigen Temperaturregelung unterstützt er optimale Bedingungen für mikrobiologische und klinische Anwendungen.



Categories: [Laborequipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

