



DIAPATH GIOTTO AUTOMATIC STAINER DOM 2017

SKU: S012024

11.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Giotto ist ein automatisches Färbegerät für histologische, zytologische und histochemische Färbungen auf Objektträgern, speziell für AnatomicPathologielabor. Dank seiner Softwareflexibilität und seinem zuverlässigen Design ist Giotto sowohl für Licht als auch für hohe Anforderungen geeignet

Laborabläufe und garantiert hervorragende, reproduzierbare und diagnosetaugliche Färbungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

