



## DR. LANGE LP2 MINIPHOTOMETER LP2 ZUR ERMITTLUNG VON ERYTHROCYTEN-, HÄMATOKRIT-UND HÄMOGLOBINMESSUNGEN INKL NETZTEIL

**SKU**: X102015 **219,00** €

zzgl. Versandkosten

Zur Ermittlung von Erythrocyten- , Hämatokrit-und Hämoglobinmessungen Inkl Netzteil

Eine RS232-C-Schnittstelle vorhanden, dazu benötigt man aber ein Verbindungskabel für den PC das **nicht** vorhanden ist!

Das Photometer eignet sich für Erythrocyten- (Küvetten-Test LKM 142),

Hämatokrit-(Küvetten-Test LKM 144) und Hämoglobinmessungen (Küvetten - Test LKM 143 ) im Blut!

Das Gerät ist in einem einwandfreien Zustand und voll funktionstüchtig!!

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257





**Categories:** <u>Laborequipment</u>

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Zur Ermittlung von Erythrocyten-, Hämatokrit-und Hämoglobinmessungen Inkl Netzteil

Eine RS232-C-Schnittstelle vorhanden, dazu benötigt man aber ein Verbindungskabel für den PC das **nicht** vorhanden ist!

Das Photometer eignet sich für Erythrocyten- (Küvetten-Test LKM 142), Hämatokrit-(Küvetten-Test LKM 144) und Hämoglobinmessungen (Küvetten - Test LKM 143 ) im Blut!

Das Gerät ist in einem einwandfreien Zustand und voll funktionstüchtig!!

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**





