



DR. LANGE MINIPHOTOMETER 6 PHOTOMETER

SKU: G032012

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MINIPHOTOMETER 6 DR. LANGE
ZUR ERMITTLUNG VON ERYTHROCYTEN- , HÄMATOKRIT-UND HÄMOGLOBINMESSUNGEN

Miniphotometer 6

Name des Herstellers:	Hach Lange GmbH
Art:	Absorptionsphotometer
Typ:	Miniphotometer 6 Photometer mit RST Technick (Referenzstrahlengang) Filter 546 nm Halogenlampe, 2 Si- Photoelemente
Ergebnisanzeige:	LCD Anzeige
Küvettenaufnahme:	für Dr. Lange- Küvetten- Tests
Gewicht:	0,5 kg
Das Netzgerät ist leider nicht dabei	



Es besteht aber auch die Möglichkeit das Gerät per Akku zubetreiben. Dazu sind 5 Batterien a 1,5V erforderlich (nicht inklusiv)

Sprachen: Deutsch

Keine Schnittstelle für PC!

Das Photometer eignet sich für Erythrocyten- (Küvetten-Test LKM 142), Hämatokrit-(Küvetten-Test LKM 144) und Hämoglobinmessungen (Küvetten - Test LKM 143) im Blut!

voll funktionsfähig und regelmäßig geeicht worden! Gebrauchsspuren, wie z.B. leichte Vergilbung oder kleine Kratzer sind natürlich vorhanden.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

