



DR. LANGE MINIPHOTOMETER 6 PHOTOMETER

SKU: G032012

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MINIPHOTOMETER 6 DR. LANGE

ZUR ERMITTLUNG VON ERYTHROCYTEN- , HÄMATOKRIT-UND HÄMOGLOBINMESSUNGEN

Miniphotometer 6

| | |
|-----------------------|--|
| Name des Herstellers: | Hach Lange GmbH |
| Art: | Absorptionsphotometer |
| Typ: | Miniphotometer 6 Photometer mit RST Technick (Referenzstrahlengang) Filter 546 nm Halogenlampe, 2 Si- Photoelemente |
| Ergebnisanzeige: | LCD Anzeige |
| Küvettenaufnahme: | für Dr. Lange- Küvetten- Tests |
| Gewicht: | 0,5 kg |



Das Netzgerät ist leider nicht dabei

Es besteht aber auch die Möglichkeit das Gerät per Akku zubetreiben. Dazu sind 5 Batterien a 1,5V erforderlich (nicht inklusiv)

Sprachen: Deutsch

Keine Schnittstelle für PC!

Das Photometer eignet sich für Erythrocyten- (Küvetten-Test LKM 142), Hämatokrit-(Küvetten-Test LKM 144) und Hämoglobinnmessungen (Küvetten - Test LKM 143) im Blut!

voll funktionsfähig und regelmäßig geeicht worden! Gebrauchsspuren, wie z.B. leichte Vergilbung oder kleine Kratzer sind natürlich vorhanden.

Differenzbesteuerter Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

