



DR. MACH TRIGENFLEX R96 OP LEUCHTE
230 V, OHNE WAND-/DECKEN-BEFESTIGUNG

SKU: 06-062014-09-062014

593,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [OP- und Untersuchungsleuchten](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Deckenhalterung ist nicht dabei

Die zwei Arme sind je 85 cm lang.

Technische Daten

Beleuchtungsstärke in einem Meter Abstand (Lux): 100.000

Farbwiedergabeindex R(a) bei 4300 Kelvin: 96

Farbwiedergabeindex R(9) bei 4300 Kelvin: > 90

Fokussierbare Leuchtfeldgröße (mm): 150-260

Farbtemperatur (Kelvin): 4300



Bestrahlungsstärke im Feld bei 100.000 Lux: 389 W/m²

Temperaturerhöhung im Kopfbereich: 2°C

Leistungsaufnahme gesamt: 150 VA

Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz

Anzahl Leuchtmittel Halogen 22,8 / 24V 50W: 3

Durchmesser des Leuchtenkörpers: (mm) 400

Arbeitsbereich (mm): 700-1400

Höhenverstellung (mm): 1180

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

