



DRÄGER 8000 PLUS BEATMUNGSGERÄT **DRÄGER BABYLOG+FAHRBAREM STATIV**

SKU: BP072025

Dräger 8000 plus Beatmungsgerät kombiniert mit dem *Dräger Babylog* und einem fahrbaren Stativ bietet präzise und zuverlässige Beatmungslösungen für Neugeborene und pädiatrische Patienten. Das Gerät gewährleistet eine benutzerfreundliche Handhabung und hohe Flexibilität im klinischen Alltag.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

