



DRÄGER BABYLOG 8000 INFANT **VENTILATOR FAHRBAR ROLLBAR**

SKU: EX052025



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dräger Babylog 8000 ist ein präziser Neonaten- und Säuglingsbeatmungsgerät, speziell entwickelt für die intensive Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Die fahrbare Variante ist auf einem Rollgestell montiert, ideal für den flexiblen Einsatz auf der Neointensivstation.

Merkmale:

- Druck- und volumenkontrollierte Beatmung
- Geeignet für invasive und nicht-invasive Beatmung
- Hochsensibles Trigger-System für sanfte Beatmung
- Touch-Bedienung mit übersichtlichem Display
- Fahrbares Untergestell mit Bremsrollen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

