



## DRÄGER BABYTHERM 8000 FAHRBARE REANIMATIONSEINHEIT FÜR NEUGEBORENE MIT WÄRMESTRAHLER

SKU: FR072024-VER

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Neonatologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Dräger Babytherm 8000 ist eine fahrbare Reanimationseinheit, die speziell für die Versorgung von Neugeborenen entwickelt wurde. Sie kombiniert verschiedene Funktionen, um eine optimale Betreuung in kritischen Situationen zu gewährleisten. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen der Dräger Babytherm 8000:

1. **Wärmestrahler:** Die Einheit ist mit einem leistungsstarken Wärmestrahler ausgestattet, der eine konstante und kontrollierte Wärmeabgabe ermöglicht, um Hypothermie bei Neugeborenen zu verhindern.
2. **Fahrbarkeit:** Die mobile Bauweise ermöglicht es, die Einheit leicht zwischen verschiedenen Räumen oder Stationen im Krankenhaus zu bewegen, was besonders in Notfallsituationen wichtig ist.
3. **Ergonomisches Design:** Die Konstruktion ist so gestaltet, dass sie eine einfache Handhabung und Zugänglichkeit für das medizinische Personal bietet.
4. **Überwachungsfunktionen:** Oft sind diese Einheiten mit Monitoren ausgestattet, die wichtige Vitalparameter wie Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung überwachen können.
5. **Zubehör und Anpassungsfähigkeit:** Die Babytherm 8000 kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, um den spezifischen Bedürfnissen der Neugeborenenversorgung gerecht zu werden.
6. **Sicherheit:** Sicherheitsmerkmale wie Überhitzungsschutz und Alarmfunktionen tragen dazu bei, das Wohlbefinden des Neugeborenen während der Behandlung zu gewährleisten.
7. **Einfache Reinigung:** Das Design ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion, was in einer klinischen Umgebung von großer Bedeutung ist.

Die Dräger Babytherm 8000 wird häufig in Geburtskliniken und Neonatologie-Abteilungen eingesetzt, um sicherzustellen, dass Neugeborene in kritischen Momenten die bestmögliche Versorgung erhalten.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

