



## DRÄGER BABYTHERM 8000, FAHRBARE REANIMATIONSEINHEIT FÜR NEUGEBORENE MIT WÄRMESTRAHLER

SKU: FT072024

~~1.200,00 €~~ **1.053,00 €**



Categories: [Neonatologie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Dräger Babytherm 8000 ist eine spezialisierte fahrbare Reanimationseinheit für Neugeborene, die in der Neonatologie eingesetzt wird. Sie bietet eine Kombination aus Wärmeversorgung und Unterstützung bei der Reanimation von Neugeborenen, insbesondere in kritischen Situationen wie der Geburt oder bei Frühgeborenen.

Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen der Dräger Babytherm 8000:

1. **Wärmestrahler:** Der integrierte Wärmestrahler sorgt dafür, dass das Neugeborene während der Reanimation oder Behandlung warm gehalten wird, was entscheidend für die Aufrechterhaltung einer stabilen Körpertemperatur ist.
2. **Fahrbarkeit:** Die Einheit ist mobil gestaltet, sodass sie leicht zwischen verschiedenen Bereichen im Krankenhaus bewegt werden kann, z.B. von einem Kreißsaal zur Intensivstation.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienelemente sind so konzipiert, dass sie einfach zu handhaben sind, auch unter Stresssituationen. Dies ermöglicht dem medizinischen Personal eine schnelle und effektive Reaktion.
4. **Überwachungsfunktionen:** Oft sind Überwachungsgeräte integriert, die Vitalparameter wie Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung überwachen können.
5. **Zubehör und Anpassungsmöglichkeiten:** Die Einheit kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, um den spezifischen Bedürfnissen des Neugeborenen gerecht zu werden.

Die Dräger Babytherm 8000 ist ein wichtiges Hilfsmittel in der Neonatologie und trägt dazu bei, die Überlebenschancen von Neugeborenen in kritischen Situationen zu erhöhen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

