



[DRÄGER CALEO INCUBATOR, INKUBATOR, SÄUGLINGSINKUBATOR](#)

SKU: DH072025

Dräger Caleo Incubator ist ein hochmoderner Säuglingsinkubator, der eine präzise Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle bietet, um das optimale thermische Umfeld für Früh- und Neugeborene zu gewährleisten. Das innovative Design unterstützt eine sichere, komfortable Versorgung und fördert die gesunde Entwicklung der Säuglinge in der Neonatologie.



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger Caleo Incubator** ist ein hochmoderner Säuglingsinkubator, der speziell für die Bedürfnisse von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen entwickelt wurde. Er bietet optimale Bedingungen für die thermische Stabilisierung und eine kontrollierte Umgebung, die für die gesunde Entwicklung der Säuglinge unerlässlich ist.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Der Inkubator gewährleistet eine gleichmäßige und konstante Wärmeversorgung durch ein innovatives Heizsystem, das die Körpertemperatur des Säuglings stabil hält.
- **Feuchtigkeitsregelung:** Die integrierte Feuchtigkeitskontrolle verhindert Austrocknung und unterstützt den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der sensiblen Haut der Neugeborenen.
- **Ergonomisches Design:** Mit großzügigem Innenraum und leicht zugänglichem Zugang bietet der Dräger Caleo optimale Arbeitsbedingungen für das medizinische Fachpersonal sowie maximalen Komfort für die Säuglinge.
- **Vielseitige Überwachungsoptionen:** Der Inkubator ist kompatibel mit verschiedenen medizinischen Überwachungsgeräten, um Vitalparameter kontinuierlich zu erfassen und eine sichere Behandlung zu gewährleisten.



- **Leicht zu reinigen und zu desinfizieren:** Die Materialien und Oberflächen sind so gestaltet, dass eine einfache und hygienische Reinigung möglich ist, um Infektionsrisiken zu minimieren.

Anwendungsbereiche:

Der Dräger Caleo Incubator wird vor allem in Neonatologie-Stationen und Intensivpflegeeinheiten eingesetzt. Er eignet sich ideal für Frühgeborene, Neugeborene mit niedrigem Geburtsgewicht sowie Säuglinge, die aufgrund medizinischer Komplikationen eine intensive Betreuung benötigen.

Vorteile im Überblick:

- Sicherstellung einer konstanten und kontrollierten Umgebung zur Förderung der Säuglingsentwicklung
- Unterstützung der thermoregulatorischen Fähigkeiten der Neugeborenen
- Verbesserte Zugänglichkeit für medizinisches Personal bei gleichzeitiger Minimierung von Wärmeverlusten
- Flexibilität durch modulare Erweiterungsmöglichkeiten und individuell anpassbare Einstellungen

Der **Dräger Caleo Incubator** verbindet modernste Technologie mit einem durchdachten Design, um eine bestmögliche Betreuung von Neugeborenen in kritischem Zustand zu gewährleisten. Damit stellt er eine unverzichtbare Komponente in der neonatalen Intensivpflege dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	150 kg
---------------	--------



GALLERIE

