



[DRÄGER CF 800 - CF800 - CPAP BEATMUNGSGERÄT FÜR SPONTANATMUNG](#)

SKU: DR062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger CF 800 ist ein zuverlässiges CPAP-Beatmungsgerät, das speziell für die Unterstützung der Spontanatmung entwickelt wurde. Es bietet eine präzise Druckkontrolle und gewährleistet eine komfortable und effektive Atemtherapie bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

