



[DRÄGER DRAEGER 8603465](#) [DRUCKMINDERER](#)

SKU: ER102024-NV



Categories: [Druckminderer](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dräger 8603465 Druckminderer ist ein medizinisches Gerät, das in der Anästhesie und Intensivmedizin verwendet wird, um den Druck von Gasen (wie Sauerstoff oder Narkosegasen) zu regulieren. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Dräger-Druckminderers:

1. **Druckregulierung:** Der Druckminderer sorgt dafür, dass der Gasdruck auf ein sicheres und konstantes Niveau reduziert wird, bevor das Gas an den Patienten abgegeben wird. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Effektivität der Behandlung.
2. **Einfache Handhabung:** Die meisten Druckminderer von Dräger sind benutzerfreundlich gestaltet, sodass medizinisches Personal sie leicht bedienen kann.
3. **Robuste Bauweise:** Dräger-Geräte sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, was sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen macht.
4. **Kompatibilität:** Der Druckminderer ist in der Regel mit verschiedenen Gasflaschen und -systemen kompatibel, was seine Vielseitigkeit erhöht.
5. **Sicherheitsmerkmale:** Viele Modelle verfügen über Sicherheitsfunktionen wie Überdruckventile oder Warnanzeigen, um sicherzustellen, dass der Betrieb sicher bleibt.
6. **Anwendungsbereiche:** Der Druckminderer wird häufig in Operationssälen, Intensivstationen und Notaufnahmen eingesetzt, wo eine präzise Kontrolle des Gasflusses erforderlich ist.
7. **Wartungsfreundlichkeit:** Die Geräte sind oft so konzipiert, dass sie einfach gewartet und gereinigt werden können, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

