



**DRAEGER – DRÄGER ISOLETTE TI500**  
**TRANSPORT INKUBATOR + PAEDIVAC AKKU**  
**HEINEN LÖWENSTEIN + STEPHAN**  
**REANIMATOR F120**

**SKU:** AU092024

**4.200,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Stephan Reanimator F120 ist ein tragbares Beatmungsgerät, das speziell für die Anwendung in Notfallsituationen und während der Wiederbelebung entwickelt wurde. Es wird häufig in der Notfallmedizin, Intensivpflege und bei Transporten von Patienten eingesetzt. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Stephan Reanimator F120:

**Hauptmerkmale:**

**1. Vielseitige Beatmungsmodi:**

- Das Gerät bietet verschiedene Beatmungsmodi, darunter kontrollierte Beatmung (CMV), assistierte Beatmung (ACV) und spontane Beatmung (SPONT). Dies ermöglicht eine Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten.

**2. Einfache Bedienung:**

- Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, was eine schnelle und einfache Bedienung durch das medizinische Personal ermöglicht, insbesondere in stressigen Situationen.

**3. Kompakte Bauweise:**

- Der Reanimator ist leicht und tragbar, was ihn ideal für den Einsatz im Rettungsdienst oder bei Transporten macht.

**4. Überwachungsfunktionen:**



- Das Gerät kann wichtige Parameter wie Atemfrequenz, Atemzugvolumen und Druck überwachen, um sicherzustellen, dass der Patient optimal versorgt wird.

**5. Sicherheitssysteme:**

- Integrierte Sicherheitsmechanismen helfen dabei, Überdruck oder andere potenzielle Risiken zu vermeiden.

**6. Batteriebetrieb:**

- Der Reanimator kann mit einem Akku betrieben werden, was die Mobilität erhöht und den Einsatz in verschiedenen Umgebungen erleichtert.

**7. Anpassbare Einstellungen:**

- Die Möglichkeit zur Anpassung von Einstellungen wie Atemfrequenz und Druck ermöglicht eine individualisierte Behandlung für jeden Patienten.

**Anwendungsbereiche:**

- Notfallmedizin
- Intensivpflege
- Transport von kritisch kranken Patienten
- Wiederbelebung



---

Categories: [Intubations-Fiberskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### 1. Dräger Isolette TI500 Transportinkubator

Der Dräger Isolette TI500 ist ein Transportinkubator, der speziell für die Pflege von Frühgeborenen und kranken

Neugeborenen entwickelt wurde. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

- **Temperaturkontrolle:** Der Inkubator bietet eine präzise Temperaturregelung, um eine stabile Umgebung für das Neugeborene zu gewährleisten.
- **Sichtfenster:** Ein transparentes Sichtfenster ermöglicht es dem medizinischen Personal, das Baby zu beobachten, ohne die Temperatur oder die Umgebung zu stören.
- **Mobilität:** Das Gerät ist für den Transport konzipiert und kann leicht zwischen verschiedenen Abteilungen oder Einrichtungen bewegt werden.
- **Überwachungsfunktionen:** Integrierte Überwachungsfunktionen ermöglichen die Kontrolle von Vitalzeichen und anderen wichtigen Parametern.

## 2. Paedivac Akku Heinen Löwenstein

Der Paedivac ist ein tragbares Absauggerät, das speziell für die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern entwickelt wurde. Es wird häufig zur Entfernung von Sekreten aus den Atemwegen verwendet. Wichtige Merkmale sind:

- **Akku-Betrieb:** Das Gerät kann kabellos betrieben werden, was es ideal für den Einsatz in Notfallsituationen oder während des Transports macht.
- **Einfache Handhabung:** Es ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass medizinisches Personal schnell reagieren kann.
- **Effektive Absaugung:** Das Gerät bietet eine effektive Absaugung, um Atemwege freizuhalten.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

