



## [DRÄGER DRAEGER MONITOR DISPLAY MK06440-11](#)

**SKU:** CU112024-NV

**Dräger Monitor Display MK06440-11** ist ein hochauflösendes Ersatzdisplay, das speziell für Dräger Überwachungsgeräte entwickelt wurde und eine klare, präzise Darstellung lebenswichtiger Patientendaten gewährleistet. Es überzeugt durch robuste Bauweise und optimale Kompatibilität, um eine zuverlässige Überwachung im klinischen Alltag sicherzustellen.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Monitor Display MK06440-11** ist ein hochentwickeltes Ersatz- und Austauschteil, das speziell für den Einsatz in Dräger Patientenmonitoren konzipiert wurde. Dieses Display bietet eine herausragende Bildqualität und gewährleistet eine klare, präzise Darstellung vitaler Patientendaten, was für eine schnelle und sichere klinische Entscheidungsfindung unerlässlich ist.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hohe Auflösung:** Das Display liefert gestochen scharfe Bilder und eine ausgezeichnete Farbdarstellung, um alle Messwerte und Kurven optimal sichtbar zu machen.
- **Robuste Bauweise:** Entwickelt für den Dauereinsatz im medizinischen Umfeld, besticht das Display durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- **Optimale Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf Dräger Monitor-Modelle, ermöglicht das MK06440-11 eine einfache Integration und gewährleistet die volle Funktionalität des Monitors.
- **Einfache Installation:** Das Display kann schnell und unkompliziert ausgetauscht werden, was Ausfallzeiten minimiert und die Kontinuität der Patientenüberwachung sichert.



### **Anwendungsbereich:**

Das Dräger Monitor Display MK06440-11 wird in Krankenhäusern, Intensivstationen, Operationssälen und anderen medizinischen Einrichtungen eingesetzt, um eine zuverlässige und präzise Anzeige von Vitalparametern wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und weiteren klinisch relevanten Daten zu gewährleisten.

### **Technische Spezifikationen:**

- Modellnummer: MK06440-11
- Displaytyp: Farb-LCD
- Auflösung: Hochauflösend
- Abmessungen: Passgenau für entsprechende Dräger Monitore
- Schnittstellen: Kompatibel mit internen Monitoranschlüssen

Mit dem **Dräger Monitor Display MK06440-11** investieren Sie in ein qualitativ hochwertiges, zuverlässiges Produkt, das die Sicherheit und Effizienz der Patientenüberwachung maßgeblich unterstützt. Vertrauen Sie auf die bewährte Technologie von Dräger für optimale medizinische Ergebnisse.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

