



DRAEGER DRÄGER PRIMUS PGM SW 4.53
REFURBISCHET + GERÄTEBUCH + STK -
SOFORT EINSATZBEREIT

SKU: DB072025

Dräger Primus PGM SW 4.53 generalüberholt und sofort einsatzbereit, inklusive Gerätebuch und Sicherheitsprüfung (STK). Dieses hochwertige Anästhesiegerät gewährleistet zuverlässige Leistung und präzise Steuerung für sichere Patientenversorgung im klinischen Alltag.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

