



DRAEGER DRÄGER PRIMUS PGM SW 4.53
REFURBISCHET + GERÄTEBUCH + STK -
SOFORT EINSATZBEREIT

SKU: DB072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger Primus PGM SW 4.53 generalüberholt und sofort einsatzbereit, inklusive Gerätebuch und Sicherheitsprüfung (STK). Dieses hochwertige Anästhesiegerät gewährleistet zuverlässige Leistung und präzise Steuerung für sichere Patientenversorgung im klinischen Alltag.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

