



DRÄGER DRAGER 2M86631-DRUCKREDUZIERVENTIL VENTIL -DRUCKMINDERER

SKU: LZ032025-K

zzgl. Versandkosten

Dräger 2M86631 Druckreduzierventil ist ein zuverlässiges Ventil zur präzisen Druckminderung in medizinischen Gasversorgungssystemen. Es gewährleistet eine stabile und sichere Druckregulierung zur optimalen Patientenversorgung.



Categories: Patientenversorgung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







