



[DRÄGER DRAGER VOLUMETER 2000](#)

SKU: AG122025-K

Dräger Volumeter 2000 ist ein präzises medizinisches Messgerät zur genauen Erfassung von Atemvolumina bei Patienten. Es überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit und einfache Handhabung, ideal für den Einsatz in klinischen und intensivmedizinischen Umgebungen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Volumeter 2000** ist ein präzises und zuverlässiges Messgerät, das speziell zur Bestimmung des Atemminutenvolumens sowie weiterer respiratorischer Parameter entwickelt wurde. Es findet breite Anwendung in der Intensivmedizin, Anästhesie sowie in der Lungenfunktionsdiagnostik.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Exakte Volumenmessung:** Das Volumeter 2000 ermöglicht eine präzise Erfassung des Atemvolumens in Echtzeit, was eine genaue Überwachung der Patiententilung sicherstellt.
- **Robustes Design:** Das Gerät zeichnet sich durch ein langlebiges und leicht zu reinigendes Gehäuse aus, das auch im klinischen Alltag hohen Anforderungen gerecht wird.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienoberfläche und gut ablesbare Skalen gewährleisten eine schnelle und unkomplizierte Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Kompatibilität:** Das Volumeter 2000 lässt sich problemlos in bestehende Beatmungssysteme integrieren und unterstützt vielfältige Adapteroptionen.
- **Vielfältige Messparameter:** Neben dem Atemminutenvolumen können auch Tidalvolumen sowie Atemfrequenz zuverlässig erfasst werden.



Anwendungsbereiche:

- Überwachung der Atemmechanik bei Patienten auf der Intensivstation
- Unterstützung bei der Einstellung von Beatmungsgeräten
- Lungenfunktionsdiagnostik und Atemtherapie
- Evaluierung der Wirksamkeit von Atemübungen und Therapien

Vorteile des Dräger Volumeter 2000:

- Verbesserte Patientensicherheit durch genaue und zuverlässige Messdaten
- Erleichterte klinische Entscheidungen dank übersichtlicher Darstellung der Messwerte
- Minimale Wartung dank robustem Aufbau und hochwertiger Materialien
- Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch in medizinischen Einrichtungen

Das **Dräger Volumeter 2000** ist somit ein unverzichtbares Instrument zur Unterstützung der patientenorientierten Beatmungsüberwachung und trägt maßgeblich zur Optimierung der Atemtherapie bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

