



## **DRÄGER DRAGER VOLUMETER 3000 - DEFEKT**

**SKU:** AV122025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Dräger Volumeter 3000 – defekt:** Das Dräger Volumeter 3000 ist ein medizinisches Messgerät zur Volumenbestimmung, derzeit jedoch nicht funktionsfähig und für Ersatzteilzwecke oder Reparatur geeignet.



---

**Categories:** [Patientenversorgung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Dräger Volumeter 3000** ist ein medizinisches Gerät, das ursprünglich zur präzisen Messung von Atemvolumina bei Patienten konzipiert wurde. Es findet vor allem Anwendung in der Anästhesie und der Intensivmedizin zur Überwachung der Lungenfunktion. Das Gerät ermöglicht die Erfassung von Atemvolumen in Echtzeit und unterstützt so die Beurteilung der Atemmechanik.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Angebot betrifft ein **defektes** Gerät. Das Volumeter 3000 ist derzeit nicht funktionsfähig und erfordert eine fachgerechte Reparatur oder Ersatzteile. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Gerät in seinem aktuellen Zustand nicht für den klinischen Einsatz geeignet ist.

### **Technische Merkmale (vor Defekt):**

- Messbereich: Präzise Erfassung von Atemvolumina
- Robustes Design für den Einsatz im klinischen Alltag
- Einfache Integration in bestehende Überwachungssysteme
- Übersichtliche Anzeige der Messwerte

### **Mögliche Einsatzgebiete:**



- Überwachung der Beatmung bei Patienten auf Intensivstationen
- Unterstützung bei der Anästhesie während chirurgischer Eingriffe
- Funktionstest der Atemwege in der pneumologischen Diagnostik

**Empfehlung:** Aufgrund des defekten Zustands sollte das *Dräger Volumeter 3000* nur von qualifiziertem Fachpersonal geprüft und instand gesetzt werden. Es eignet sich als Ersatzteilspender oder für Reparaturzwecke. Ein Einsatz ohne vorherige Instandsetzung ist aus medizinischer und sicherheitstechnischer Sicht nicht empfehlenswert.

Für weitere Informationen oder technische Details stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

