



[DRÄGER ISOLETTE 8000 INKUBATOR](#)

SKU: FU102024-NV // CC112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Inkubator](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dräger Isolette 8000 ist ein Inkubator, der speziell für die Pflege von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen entwickelt wurde. Er bietet eine kontrollierte Umgebung, die es ermöglicht, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu regulieren, um optimale Bedingungen für die Entwicklung des Babys zu schaffen.

Hier sind einige der Hauptmerkmale des Dräger Isolette 8000:

1. **Temperaturkontrolle:** Der Inkubator verfügt über ein präzises Heizsystem, das eine konstante Temperatur aufrechterhält, um Hypothermie bei Neugeborenen zu verhindern.
2. **Luftfeuchtigkeitsregelung:** Die Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit zu steuern, hilft dabei, den Flüssigkeitsverlust durch Verdunstung zu minimieren.
3. **Sichtfenster:** Der Inkubator hat transparente Sichtfenster, die es dem medizinischen Personal ermöglichen, das Baby zu beobachten, ohne die Temperatur oder Feuchtigkeit im Inneren zu stören.
4. **Zugänglichkeit:** Der Isolette ist so konzipiert, dass er einen einfachen Zugang zum Baby ermöglicht, was wichtig für Untersuchungen und Behandlungen ist.
5. **Monitoring-Funktionen:** Viele Modelle sind mit Monitoringsystemen ausgestattet, die Vitalzeichen wie Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung überwachen können.
6. **Sicherheit:** Der Inkubator ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um das Risiko von Überhitzung oder anderen Gefahren zu minimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

