



## [DRÄGER OXYLOG 2000 BEATMUNGSGERÄT](#)

SKU: DC022026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Oxylog 2000** ist ein bewährtes, kompaktes Beatmungsgerät, das speziell für den Einsatz im Rettungsdienst, bei Notfalleinsätzen und für den innerklinischen Transport entwickelt wurde. Es bietet sowohl volumenkontrollierte als auch unterstützte Beatmungsmodi für Erwachsene und Kinder.

Technische Merkmale und Funktionen

Das Gerät zeichnet sich durch seine Robustheit und einfache Bedienung in kritischen Situationen aus.

- **Beatmungsmodi:** Unterstützt IPPV (zeitgesteuert, volumenkonstant), SIMV und CPAP.
- **Patientengruppen:** Geeignet für Patienten mit einem Tidalvolumen ab **100 ml**.
- **Mobilität:** Verfügt über einen integrierten Akku für den autonomen Betrieb (bis zu 6 Stunden bei Standardmodell, ca. 4 Stunden beim *Plus*-Modell).
- **Sicherheitsfunktionen:** Integriertes PEEP-Ventil (0–15 mbar), expiratorische Volumenmessung und ein umfassendes Alarmsystem für Atemwegsdruck und Apnoe.

Varianten: Oxylog 2000 vs. Oxylog 2000 plus

Das neuere Modell **Dräger Oxylog 2000 plus** bietet erweiterte Funktionen im Vergleich zum Standardmodell.

- **NIV-Unterstützung:** Das *Plus*-Modell ermöglicht zusätzlich die nicht-invasive Beatmung (NIV).
- **Display:** Es verfügt über ein größeres Display zur Echtzeitanzeige von Beatmungsparametern und Kurven.
- **Druckunterstützung:** Optionale Druckunterstützung (Pressure Support) zur Reduzierung der Atemarbeit.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

