



## [DRÄGER SULLA 800 V 800V NARKOSEGERÄT BAROLOG- KREISTEIL](#)

SKU: GF102025



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **DRÄGER Sulla 800 V (800V) Narkosegerät** mit dem integrierten **Barolog-Kreisteil** stellt eine moderne und zuverlässige Lösung für die sichere Durchführung von Narkosen in Klinik und Praxis dar. Dieses Narkosegerät wurde speziell für eine präzise Steuerung der Beatmung und eine effiziente Verabreichung von Anästhetika entwickelt und erfüllt höchste Anforderungen an Funktionalität und Patientensicherheit.

#### Hauptmerkmale des DRÄGER Sulla 800 V Narkosegeräts mit Barolog-Kreisteil:

- **Barolog-Kreisteil:** Der innovative Kreisteil ermöglicht eine effiziente Kohlendioxid-Rückatmung durch die Verwendung von Absorbentien zur CO<sub>2</sub>-Entfernung. Dies trägt zur Reduktion des Anästhetikaverbrauchs und einer verbesserten Umweltfreundlichkeit bei.
- **Präzise Beatmungssteuerung:** Das Gerät unterstützt sowohl kontrollierte als auch assistierte Beatmungsmodi mit zuverlässiger Druck- und Volumenkontrolle, sodass eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten gewährleistet ist.
- **Erweiterte Überwachungsfunktionen:** Integrierte Sensoren und Anzeigesysteme überwachen kontinuierlich wichtige Parameter wie Atemwegsdruck, Sauerstoffkonzentration und Anästhetikagase, um eine sichere Narkoseführung zu garantieren.
- **Ergonomisches Design:** Das übersichtliche Bedienfeld und die intuitive Benutzeroberfläche ermöglichen eine einfache Handhabung und schnelle Anpassung während der Narkose.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist für den Dauereinsatz konzipiert und besticht durch Langlebigkeit sowie einfache Wartungsmöglichkeiten.

#### Technische Highlights:

- Integrierter Barolog-Kreisteil mit CO<sub>2</sub>-Absorber für effiziente Gasrückführung
- Variabler Frischgasfluss zur individuellen Einstellung



- Präzise Dosierung von volatilen Anästhetika
- Kompatibilität mit verschiedenen Beatmungsmodi (z. B. Spontanatmung, kontrollierte Beatmung)
- Einfache Integration in bestehende OP- und Intensivumgebungen

Das **DRÄGER Sulla 800 V Narkosegerät mit Barolog-Kreisteil** ist eine erstklassige Wahl für Anästhesiespezialisten, die Wert auf Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit legen. Durch die Kombination aus bewährter Technologie und moderner Ausstattung unterstützt es die optimale Versorgung von Patienten während operativer Eingriffe.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

