



DRÄGER 8000 IC // 8000IC INCUBATOR // INKUBATOR

SKU: BT102019

1.699,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Lufttemperaturmessung und Steuerung;
Luftbefeuchtungsmessung und Steuerung
Neigungswinkelverstellung
elektrische Höhenverstellung
beidseitige Eingriffsmöglichkeiten

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

| | |
|----------------|-----------------------|
| Mobile | 0049 176 205 800 86 |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03 |
| Tel / Büro | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax. | 0049 40 3 61 61 - 257 |



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lufttemperaturmessung und Steuerung; Luftbefeuchtungsmessung und Steuerung
Neigungswinkelverstellung
elektrische Höhenverstellung
beidseitige Eingriffsmöglichkeiten

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 80 kg



GALLERIE

