



**DRÄGER // DRÄGER 5400 TRANSPORT
INKUBATOR BRUTKASTEN INKUBATOR AUF
FAHRWAGEN**

SKU: U032024-NV

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------|--|
| Weight | 80 kg |
| Versand | Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. |
| Zustand | Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. |
| Lieferumfang | Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert. |

