



## [DRÄGER - DRAGER - DRAEGER PALLAS NARKOSEGERÄT - ANAESTHESIE PGM SAUERSTOFFMESSUNG ---](#)

**SKU:** EB062025

**Dräger Pallas Narkosegerät** ist ein hochmodernes Anaesthesiesystem, das durch präzise *PGM-Sauerstoffmessung* eine sichere und zuverlässige Überwachung der Sauerstoffzufuhr während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Es kombiniert innovative Technologie mit anwenderfreundlichem Design für optimale Patientenversorgung.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Pallas Narkosegerät** ist ein hochmodernes Anaesthesiegerät, welches speziell für den sicheren und präzisen Einsatz in der Anästhesie entwickelt wurde. Es verbindet innovative Technologien mit bewährter Qualität von Dräger, um eine optimale Patientenversorgung während operativer Eingriffe zu gewährleisten.

Ein zentrales Merkmal des Geräts ist die integrierte **PGM Sauerstoffmessung** (Paramagnetische Sauerstoffmessung), die eine kontinuierliche und äußerst genaue Überwachung der Sauerstoffkonzentration im Atemgas ermöglicht. Diese Technologie sorgt für eine schnelle Reaktionszeit und trägt maßgeblich zur Patientensicherheit bei, indem sie Hypoxien frühzeitig erkennt und verhindert.

Die wichtigsten Eigenschaften des Dräger Pallas Narkosegeräts im Überblick:

- **Präzise Gasüberwachung:** Dank der paramagnetischen Sauerstoffmessung werden Sauerstoffwerte zuverlässig und in Echtzeit erfasst.
- **Modulares Design:** Flexibel anpassbar an unterschiedliche klinische Anforderungen und verschiedene Patientenprofile.
- **Ergonomische Bedienoberfläche:** Intuitive Benutzerführung mit übersichtlichem Display zur einfachen



Steuerung und Kontrolle aller Anästhesieparameter.

- **Umfassende Sicherheitssysteme:** Integrierte Alarmer und Backup-Funktionen zur Vermeidung von Fehlfunktionen und zur Sicherstellung der kontinuierlichen Patientenüberwachung.
- **Hochwertige Materialqualität:** Langlebige Komponenten für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld, die den strengen Hygiene- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Das Dräger Pallas Narkosegerät ist besonders geeignet für Krankenhäuser und chirurgische Einrichtungen, die Wert auf eine präzise, verlässliche und benutzerfreundliche Anaesthesielösung legen. Durch die Kombination von fortschrittlicher Sauerstoffmessung mit einer vielseitigen Ausstattung unterstützt das Gerät Anästhesisten dabei, optimale Bedingungen für eine sichere Narkose und eine bestmögliche Patientenversorgung zu schaffen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

