




[DRÄGER ECG EKG KABEL 6 LEAD BH062023](#)

SKU: BH062023

399,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Dräger ECG EKG Kabel 6 Lead BH062023** gewährleistet eine zuverlässige und präzise Ableitung der Herzströme bei kardiologischen Untersuchungen. Es ist kompatibel mit Dräger-Monitoren und überzeugt durch hohe Signalqualität sowie Langlebigkeit im klinischen Einsatz.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger ECG EKG Kabel 6 Lead BH062023** ist ein hochwertiges und zuverlässiges Zubehörteil, das speziell für die Nutzung mit Dräger EKG-Monitoren entwickelt wurde. Es ermöglicht die präzise und sichere Ableitung von Elektrokardiogrammen (EKG) mittels eines 6-Kanal-Systems, welches klinisch bewährte Diagnostik und Überwachung des Herzrhythmus unterstützt.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **6-Kanal-EKG Ableitung:** Das Kabel ist für eine 6-lead Ableitung konzipiert, die eine differenzierte Analyse der Herzaktivität in Echtzeit ermöglicht.
- **Kompatibilität:** Speziell entwickelt für Dräger Monitore, gewährleistet das Kabel eine perfekte Passform und optimale Signalübertragung.
- **Hohe Signalqualität:** Dank hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitung werden Störungen minimiert und eine klare, zuverlässige EKG-Darstellung gewährleistet.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das Kabel ist einfach anzuschließen und zu handhaben, was eine schnelle

Vorbereitung und reibungslose Patientenüberwachung ermöglicht.

- **Langlebigkeit und Hygiene:** Robuste Kabelummantelung und leicht zu reinigende Oberflächen sorgen für eine lange Lebensdauer und hygienische Anwendung im Klinikalltag.

Anwendungsbereiche:

Das Dräger ECG EKG Kabel 6 Lead BH062023 wird in verschiedenen klinischen Situationen eingesetzt, darunter:

- Überwachung von Patienten auf Intensivstationen
- Diagnostik und Rhythmusanalyse in Notaufnahmen
- Perioperative Überwachung
- Ambulante und stationäre kardiologische Untersuchungen

Technische Details:

- Anzahl der Ableitungen: 6 Lead
- Hersteller: Dräger
- Modellnummer: BH062023
- Kompatibilität: Dräger EKG-Monitore und Überwachungsgeräte
- Material: Hochwertige, flexible Kabelummantelung für optimale Handhabung

Mit dem **Dräger ECG EKG Kabel 6 Lead BH062023** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges Instrument zur präzisen Herzüberwachung, das den hohen Ansprüchen moderner klinischer Umgebungen gerecht wird und eine exzellente Diagnosesicherheit unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

