



DRÄGER EVITA S BEATMUNGSGERÄT ZEITGESTEUERTES VOLUMENKONST

SKU: AG092018

zzgl. Versandkosten

zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile

Mobile Tel / Homezone Tel / Büro 0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Narkose und Beatmung

PRODUKTBESCHREIBUNG

DRÄGER Evita S

zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen. - kontrollierte, assistierte Beatmung IPPV, IPPVAssist, - synchronisierte intermittiertende mandatrorische Beatmung SIMV, - die mandatorische Minutenvolumen-Ventilation MMV, - Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck CPAP, druckunterstützte Spontanatmung ASB, mit Monitoring für Atemwegsdruck Paw, Minutenvolumen VE, insp. 02 Konzentration FiO2, insp. Atemgas-Temperatur,

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





