



DRÄGER EVITA S BEATMUNGSGERÄT ZEITGESTEUERTES VOLUMENKONST

SKU: AG092018

zzgl. [Versandkosten](#)

zeitgesteuertes, volumenkonstantes
Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

DRÄGER Evita S

zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen. - kontrollierte, assistierte Beatmung IPPV, IPPVAssist, - synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung SIMV, - die mandatorische Minutenvolumen-Ventilation MMV, - Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck CPAP, druckunterstützte Spontanatmung ASB, mit Monitoring für Atemwegsdruck Paw, Minutenvolumen VE, insp. O2 Konzentration FiO2, insp. Atemgas-Temperatur,

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

