



DRÄGER FABIUS NARKOSEGERÄT MIT PM 8050 GASMONITOR SW: 02.80 3 GASIG REFURBISHED

SKU: D032025-NV

Dräger Fabius Narkosegerät mit PM 8050

Gasmonitor ist ein generalüberholtes, zuverlässiges Anästhesiesystem, das präzise Steuerung und Überwachung von Narkosegasen ermöglicht. Ausgestattet mit der Softwareversion 02.80 garantiert es höchste Sicherheit und Effizienz im klinischen Einsatz.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Fabius Narkosegerät** mit dem integrierten **PM 8050 Gasmonitor** (Softwareversion 02.80) ist ein hochwertiges und zuverlässiges Gerät für die moderne Anästhesie in Operationssälen und Intensivstationen. Dieses **REFURBISHED** Gerät wurde sorgfältig überholt und geprüft, um eine hervorragende Leistung und Sicherheit im klinischen Alltag zu gewährleisten.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Anästhesiegaszufuhr:** Das Fabius Narkosegerät ermöglicht die exakte Steuerung und Einstellung von Sauerstoff, Lachgas und anderen Anästhetika, um eine individuell angepasste Narkoseführung zu gewährleisten.
- **PM 8050 Gasmonitor:** Der integrierte Gasmonitor misst kontinuierlich und zuverlässig die Konzentrationen von bis zu drei Gasen, darunter Sauerstoff (O₂), Kohlendioxid (CO₂) und Anästhesiegase. Dies unterstützt die Überwachung der Patientenbelüftung und -anästhesie in Echtzeit.
- **Softwareversion 02.80:** Die installierte Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und optimierte Funktionen für eine sichere und einfache Bedienung.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Design ermöglicht eine einfache Integration



in verschiedene klinische Umgebungen und erleichtert den Arbeitsablauf des medizinischen Personals.

- **Umfassende Sicherheitsmerkmale:** Das Gerät ist mit mehreren Alarm- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet, welche die frühzeitige Erkennung von Fehlfunktionen oder kritischen Zuständen gewährleisten.

Vorteile des REFURBISHED Zustands:

- Gründliche Überholung und technische Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte
- Ersetzt defekte Komponenten durch Originalteile
- Garantie für einwandfreie Funktionalität und Sicherheit
- Kosteneffiziente Alternative zum Neugerät bei gleicher Zuverlässigkeit

Das **Dräger Fabius Narkosegerät mit PM 8050 Gasmonitor** ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und Praxen, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit legen. Es unterstützt Anästhesisten dabei, eine kontrollierte und sichere Narkoseversorgung für ihre Patienten zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

