



DRÄGER JULIAN NARKOSEGERÄT

SKU: 122018-A // AJ032019-A

zzgl. [Versandkosten](#)

Dräger Julian Narkosegerät ist ein kompaktes und zuverlässiges System zur sicheren Durchführung von Allgemeinanästhesien. Es überzeugt durch intuitive Bedienbarkeit und präzise Steuerung der Narkosegase, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Julian Narkosegerät** ist ein hochmodernes, vielseitig einsetzbares Anästhesiegerät, das speziell für den Einsatz in Operationssälen und Intensivstationen entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und präzise Steuerung der Narkosegase und ermöglicht dadurch eine sichere und effektive Patientenbetreuung während operativer Eingriffe.

Das Gerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Modulares Design:** Das Dräger Julian ist flexibel konfigurierbar und lässt sich an verschiedene klinische Anforderungen anpassen. Dies ermöglicht den Einsatz sowohl bei Erwachsenen als auch bei pädiatrischen Patienten.
- **Präzise Gasdosierung:** Dank modernster Sensorik und integrierter Überwachungssysteme wird die Konzentration der Narkosegase kontinuierlich und exakt geregelt.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ein übersichtliches Farbdisplay mit Touchscreen ermöglicht eine einfache Bedienung und schnelle Anpassung der Parameter.
- **Erweiterte Beatmungsmodi:** Das Gerät unterstützt verschiedene Beatmungsmodi, darunter kontrollierte, assistierte und spontane Beatmung, um individuellen Patientenbedürfnissen gerecht zu werden.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Alarm- und Überwachungssysteme gewährleisten eine ständige Kontrolle der Vitalparameter und reagieren frühzeitig auf Abweichungen.
- **Einfache Wartung und Hygiene:** Das Design des Gerätes ermöglicht eine schnelle Reinigung und Desinfektion, was besonders in sterilen Umgebungen von großer Bedeutung ist.

Das Dräger Julian Narkosegerät unterstützt Anästhesisten durch seine zuverlässige Technik und umfassenden Funktionen dabei, eine optimale Narkoseführung zu gewährleisten. Es ist kompatibel mit einer Vielzahl von Narkosegasen und Zubehörteilen und erfüllt die höchsten Anforderungen an Qualität und Sicherheit im medizinischen Bereich.

Zusammengefasst bietet das Dräger Julian Narkosegerät:

- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit bei der Gasdosierung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Patientengruppen
- Benutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Darstellung
- Umfassende Sicherheits- und Überwachungsfunktionen
- Flexibles und hygienisches Design

Mit dem Dräger Julian Narkosegerät investieren medizinische Einrichtungen in eine innovative Lösung, die sowohl die Patientensicherheit als auch die Effizienz im OP optimiert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	80 kg
---------------	-------



GALLERIE

