



DRÄGER OXYDIG O2-MESS-UND WARNGERÄT MIT KABEL OHNE SENSOR

SKU: Q032021-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

DRÄGER Oxydig: O2-Meß-und Warngerät zum Einsatz in Sauerstoffzelten, Inkubatoren, Beatmungsgeräten, Narkoseapparaten usw.

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

14.00

DRÄGER Oxydig: O2-Meß-und Warngerät zum Einsatz in Sauerstoffzelten, Inkubatoren, Beatmungsgeräten, Narkoseapparaten usw.

Meßbereich 0-100 Vol.% O2

Spiral-Sensorkabel maximal ausziehbar auf 1,5 m Länge

Abmessungen des Anzeigeelements 170 x 93 x 65 mm

Gewicht 0,5 kg

Abmessungen des Sensors Durchm. 40 mm, H 45mm



Alarmabgabe optisch und akustisch bei Überschreiten der individuell einstellbaren Warngrenzen

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri", "sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;}

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

