



DRÄGER OXYDIG O2-MESS UND WARNGERÄT

SKU: AR032015 // DA032019-K

117,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

DRÄGER Oxydig: O2-Meß-und Warngerät zum Einsatz in Sauerstoffzelten, Inkubatoren, Beatmungsgeräten, Narkoseapparaten usw.

Meßbereich 0-100 Vol.% O₂

Spiral-Sensorkabel maximal ausziehbar auf 1,5 m Länge

Abmessungen des Anzeigeelements 170 x 93 x 65 mm

Gewicht 0,5 kg

Abmessungen des Sensors Durchm. 40 mm, H 45mm

Alarmabgabe optisch und akustisch bei Überschreiten der individuell einstellbaren Warngrenzen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

DRÄGER Oxydig: O₂-Meß- und Warngerät zum Einsatz in Sauerstoffzelten, Inkubatoren, Beatmungsgeräten, Narkoseapparaten usw.

Meßbereich 0-100 Vol.% O₂

Spiral-Sensorkabel maximal ausziehbar auf 1,5 m Länge

Abmessungen des Anzeigeinstruments 170 x 93 x 65 mm

Gewicht 0,5 kg

Abmessungen des Sensors Durchm. 40 mm, H 45mm

Alarmabgabe optisch und akustisch bei Überschreiten der individuell einstellbaren Warngrenzen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

