



[DRÄGER SULLA 808 V // 808V](#) [NARKOSEGERÄT MIT KREISTEIL, VENTILOG](#) [2, BAROLOG A,](#)

SKU: EV012022 //

Das **Dräger Sulla 808 V** ist ein zuverlässiges Narkosegerät mit integriertem Kreisteil, ausgestattet mit der präzisen Ventillog 2 Atemsteuerung und dem Barolog A Drucküberwachungssystem, das eine sichere und effiziente Anästhesie gewährleistet. Es überzeugt durch intuitive Bedienbarkeit und robuste Technik für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Dräger Sulla 808 V** ist ein hochmodernes Narkosegerät, das speziell für den sicheren und effizienten Einsatz in der Anästhesie entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert bewährte Technologien mit innovativen Funktionen, um eine optimale Versorgung von Patienten während chirurgischer Eingriffe zu gewährleisten.

Im Zentrum des Gerätes steht der integrierte **Kreisteil**, der eine präzise und ressourcenschonende Zirkulation des Narkosegases ermöglicht. Durch die effiziente Rückführung und Wiederverwendung der Atemgase sorgt der Kreisteil für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit und reduziert die Umweltbelastung.

Das **Ventilog 2** ist das integrierte Beatmungsmodul des Sulla 808 V, das sowohl spontane als auch kontrollierte Beatmungsmodi unterstützt. Es bietet eine exakte Steuerung der Atemparameter und gewährleistet so die optimale Ventilation des Patienten während der Narkose.

Für die Überwachung der Beatmung und der Atemwegsdrücke ist das Gerät mit dem **Barolog A** ausgestattet. Dieses Modul misst zuverlässig den Atemwegsdruck und unterstützt den Anwender dabei, unerwünschte Druckspitzen zu

vermeiden und die Beatmung sicher zu gestalten.

Weitere wichtige Merkmale des Dräger Sulla 808 V:

- Ergonomisches Design mit übersichtlichem Bedienfeld für eine intuitive Handhabung
- Vielseitige Optionen für die Gasversorgung, einschließlich Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Narkosegase
- Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Alarm- und Notfallmechanismen
- Kompatibilität mit verschiedenen Monitoring-Systemen zur umfassenden Patientenüberwachung
- Robuste Bauweise für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen

Das Dräger Sulla 808 V bietet somit eine umfassende Lösung für die Narkoseführung, die sowohl den Anforderungen moderner Anästhesie gerecht wird als auch höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Es ist ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, ambulanten Operationszentren und anderen medizinischen Einrichtungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

