




[DRÄGER VAPOR 19.3 FÜR SEVOFLURAN / SEVOFLURANE VAPORISER](#)

SKU: AP012018-NV

Dräger Vapor 19.3 für Sevofluran ist ein hochpräziser Verdampfer, der speziell für die sichere und kontrollierte Abgabe von Sevofluran-Anästhetika entwickelt wurde. Dank seiner robusten Bauweise und einfachen Handhabung gewährleistet er eine zuverlässige Dosierung während chirurgischer Eingriffe.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Dräger Vapor 19.3 für Sevofluran** ist ein hochpräziser Verdampfer, der speziell für die Verabreichung von **Sevofluran** entwickelt wurde – einem weit verbreiteten und bewährten Inhalationsanästhetikum in der modernen Anästhesie. Dieses Gerät gewährleistet eine zuverlässige und kontrollierte Abgabe des Anästhetikums während chirurgischer Eingriffe.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Dosierung:** Der Vapor 19.3 ermöglicht eine exakte Einstellung der Sevofluran-Konzentration, was eine individuell angepasste Anästhesietiefe gewährleistet.
- **Hohe Kompatibilität:** Entwickelt zur optimalen Integration in Dräger-Anästhesiegeräte, unterstützt der Vapor eine nahtlose und sichere Anwendung.
- **Robuste Konstruktion:** Das Gehäuse sowie die internen Komponenten sind langlebig und widerstandsfähig gegenüber den chemischen Eigenschaften von Sevofluran.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienelemente und klare Skalierungen erleichtern das Einstellen und Überwachen der Verdampferleistung.
- **Thermische Stabilität:** Der Vapor verfügt über eine automatische Temperaturkompensation, um



Schwankungen in der Verdampfungskonzentration auszugleichen.

- **Sicherheit:** Integrierte Sicherheitsmechanismen verhindern Überdosierungen und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb während der Anästhesie.

Technische Details:

- **Geeignet für:** Sevofluran (Sevoflurane)
- **Einstellbereich:** Typischerweise 0,1 % bis 8 % Vol.-Konzentration
- **Anschluss:** Standard-Anschluss für Dräger-Anästhesiegeräte
- **Temperaturkompensation:** Automatisch
- **Abmessungen:** Kompakt und platzsparend

Der **Dräger Vapor 19.3** ist somit ein unverzichtbares Instrument zur sicheren und effektiven Verabreichung von Sevofluran in der Anästhesiepraxis. Durch seine präzise Steuerung und hohe Zuverlässigkeit unterstützt er Anästhesisten dabei, optimale Behandlungsbedingungen für Patienten zu schaffen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 10 kg



GALLERIE

